

## ENGLISH

1. Trademark  
2. Reference  
3. CE marking : PPE Category III

4. Size and body measurements  
5. Refer to instructions for use  
6. Fabric care symbols

### PERFORMANCE PHYSIQUE OF WEECOVER® ECO

Fabric Physical Properties	Test Method	Class
Abrasion resistance	EN 530	2
Flex cracking resistance	ISO 7854 B	6
Trapezoidal Tear resistance	ISO 9073-4	2
Tensile strength	ISO 13934-1	2
Puncture resistance	EN 863	1
Seam strength	ISO 13935-2	3

### Fabric resistance to penetration by liquids EN ISO 6530

Fabric Chemical Properties	Penetration	Repellency
Sulphuric Acid 30%	Class 3	Class 3
Sodium Hydroxide 10%	Class 3	Class 3
Butan-1-ol	Unclassified	Unclassified
o-xylene	Unclassified	Unclassified

### Whole suit test performance

Inward leakage test as defined by EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010	Results
Light splashes Method as defined by EN 13034 : 2005 +A1: 2009	Pass

### Typical Area of use

White coveralls with elasticated hood, ankles and back, knitted cuffs, adhesive flap over the zipper, thumb loop (optional). Coveralls are designed to protect against chemical risks (splashes – light sprays - airborne solid particulates).

### How to wear protective clothing

Remove the coverall from its packaging, open the center zipper and put on the garment, taking care not to damage it. Close the zipper completely and cover it with the adhesive flap, without creasing. If there is a risk of airborne solid particles, it is advisable to tape additionally protective gloves with ends of the sleeves.

### Limitations of use

Do not use the coverall if any defects are noticed (e.g.: holes, damaged seams, ...). The coverall meets the requirements: Lijnm 82/90 ≤ 30% - Ls 8/10 ≤ 15%. Type 6 chemical protective suits have been tested to the whole suit test. Wear for long periods of time can cause heat stress. Heat stress and discomfort can be reduced or eliminated by using appropriate undergarments or suitable ventilation equipment. Coveralls are for single use only and must be disposed after any job. The user is the sole judge of the adequacy between his risk analysis and the type of protection required, including the additional equipment necessary for a complete protection of the body. If necessary, use additional PPE with the same level of protection (such as gloves, breathing apparatus, etc.) in order to provide full body protection. The manufacturer cannot accept responsibility for any improper use or disposal of garments produced by them. These garments are flammable, keep away from fire. Use the product within 5 years of the date of manufacturing.

### Storage and disposal

Coveralls should be stored in the original packaging in a dry place, away from sunlight. They must be disposed of in compliance with current regulations.

## FRANÇAIS

1. Nom commercial  
2. Référence  
3. Marque CE : EPI de catégorie III

4. Tailles et mesures  
5. Consulter les instructions d'utilisation  
6. Pictogrammes d'entretien

### PERFORMANCE PHYSIQUE DE WEECOVER® ECO

Propriétés physiques du tissu	Méthode de test	Classe
Résistance à l'abrasion	EN 530	2
Résistance à la flexion	ISO 7854 B	6
Résistance à la déchirure	ISO 9073-4	2
Résistance à la traction	ISO 13934-1	2
Résistance à la perforation	EN 863	1
Résistance des coutures	ISO 13935-2	3

### Résistance à la pénétration de liquides EN ISO 6530

Propriétés chimiques du tissu	Pénétration	Répulsion
Acide Sulfurique 30%	Classe 3	Classe 3
Hydroxyde de Sodium 10%	Classe 3	Classe 3
Butan-1-ol	Non classé	Non classé
o-xylene	Non classé	Non classé

### Performances des tests sur la combinaison entière

Test de fuite vers l'intérieur selon la méthode EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010	Résultats
Test de pulvérisation à faible densité Selon la méthode EN 13034 : 2005 +A1: 2009	Conforme

### Modèle et domaine d'utilisation

Combinaison blanche avec capuche, chevilles et dos élastiqués, poignets tricotés et rabat adhésif sur la fermeture, passe-pouce (optionnel). Cette combinaison est conçue pour protéger contre des risques chimiques (éclaboussures – légères pulvérisations – particules solides en suspension dans l'air, Type 5/6).

### Comment mettre le vêtement

Retirer la combinaison de son emballage, ouvrir la fermeture à glissière centrale et mettre le vêtement en prenant garde de ne pas le détériorer. Fermer complètement la fermeture et plâtrer le rabat adhésif par-dessus, sans faire de pli. En cas de risque de particules solides en suspension dans l'air, il est conseillé de porter des gants de protection en les scotchant aux extrémités des manches.

## Limites d'utilisation

La combinaison répond aux exigences Lijnm 82/90 ≤ 30% et Ls 8/10 ≤ 15%. La combinaison de protection chimique de Type 6 a bien subi l'essai de combinaison complète. Les combinaisons sont à usage unique et doivent être jetées après utilisation. Ne pas utiliser la combinaison si des défauts sont constatés (par exemple : trous, coutures endommagées,...). L'utilisateur sera le seul juge pour évaluer si la combinaison convient à la situation envisagée et à la protection requise ainsi que pour le choix et l'association de la combinaison avec d'autres équipements (gants, équipement de protection respiratoire...). Le port d'équipement de protection peut provoquer une sensation de stress et d'inconfort due à la chaleur. Cette sensation peut être réduite ou éliminée par le port de sous-vêtements appropriés ou des équipements de ventilation. Le fabricant ne pourra en aucun cas être tenu responsable en cas d'une utilisation inappropriée du vêtement. Matériau inflammable, tenir éloigné du feu. Utiliser le produit dans les 5 années suivant la date de fabrication.

### Stockage et élimination

Les combinaisons doivent être conservées dans leur emballage d'origine dans un endroit sec et à l'abri de la lumière. Elles doivent être éliminées selon la réglementation en vigueur.

## ESPAÑOL

1. Nombre comercial  
2. Referencia  
3. Marcado CE. EPI de categoría III

4. El pictograma con la talla indica las medidas corporales  
5. Consulta de las instrucciones de uso  
6. Símbolos de cuidado del tejido

### CARACTERISTICAS TECNICAS DEL WEECOVER® ECO

Propiedades físicas del tejido	Método de prueba	Clase
Resistencia a la abrasión	EN 530	2
Resistencia al agrietado por flexión	ISO 7854 B	6
Resistencia al desgarro trapezoidal	ISO 9073-4	2
Resistencia a la tracción	ISO 13934-1	2
Resistencia a la perforación	EN 863	1
Resistencia de las costuras	ISO 13935-2	3

### Resistencia a la penetración de líquidos EN ISO 6530

Propiedades químicas del tejido	Penetración	Repelencia
Ácido sulfúrico 30%	Clase 3	Clase 3
Hidróxido de sodio 10%	Clase 3	Clase 3
Butan-1-ol	No clasificado	No clasificado

### Prueba de rendimiento global de la prenda

Prueba de partículas secas Método EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010	Resultados
Prueba de aerosoles de baja intensidad Método EN 13034:2005+A1:2009	Aprobada

### Áreas habituales de uso

Monos blancos con elásticos en la capucha, tobillos y espalda, puños de punto, y una solapa adhesiva sobre la cremallera, cinta para el pulgar (opcional). Equipo de protección personal frente a riesgos químicos (salpicaduras; salpicaduras leves; partículas sólidas suspendidas en el aire).

### Cómo llevar la ropa de protección

Retire el traje de su embalaje, abra la cremallera central y póngase la prenda, con cuidado de no dañarla. Cierre la cremallera por completo y ciérrela con la solapa adhesiva sin que esta se arrugue. Si existe el riesgo de partículas sólidas suspendidas en el aire, es aconsejable unir con cinta los guantes protectores y los extremos de las mangas.

### LIMITACIONES DE USO

No utilice el mono si encuentra algún defecto (por ejemplo, agujeros, costuras o cierres dañados, etc.). La resistencia del mono frente a la penetración de líquido se ha probado (prueba de pulverización, tipo 6) de acuerdo con EN 13034:2005 + A1:2009. El mono cumple con los siguientes requisitos: Lijnm 82/90 ≤ 30 % - Ls 8/10 ≤ 15 %. Si se lleva puesto durante largos períodos de tiempo, puede producir estrés por el calor. El estrés o la incomodidad por el calor se puede reducir o eliminar llevando la ropa interior adecuada o un equipo de ventilación apropiado. Los monos son de uso único y deben desecharse después de cualquier trabajo. Tras más contaminación o daño la prenda debe eliminada y adecuadamente desechara tan pronto como sea conveniente. En caso necesario, utilice EPI adicionales con el mismo nivel de protección (como guantes, equipo de respiración, etc.) para conseguir una protección integral del cuerpo. El usuario es el único capacitado para decidir la combinación correcta del traje de protección y el EPI correspondiente. El fabricante no se hace responsable por el uso inadecuado de las prendas monos. Estas prendas son inflamables. Mantener lejos del fuego. Utilizar el producto en un plazo de 5 años contados a partir de la fecha de fabricación.

### Almacenamiento y eliminación

Los monos deben almacenarse en su embalaje original en un lugar seco y protegido de la luz. Deben desecharse conforme a la normativa vigente.

## DEUTSCH

1. Handelsmarke  
2. Hersteller der Schutzkleidung  
3. Marke CE. PSA-Kategorie III  
4. Piktogramm zeigt Körpermaße (cm)

5. Siehe Bedienungsanleitung  
6. Textilpflegesymbole

### PHYSISCHE LEISTUNG VON WEECOVER® ECO

Physikalische Daten	Testmethode	Klasse
Abriebfestigkeit	EN 530	2
Biegerissfestigkeit	ISO 7854 B	6
Reißfestigkeit	ISO 9073-4	2
Zugfestigkeit	ISO 13934-1	2
Durchstichfestigkeit	EN 863	1
Nahffestigkeit	ISO 13935-2	3

### Widerstand von materialien gegen die penetration von flüssigkeiten EN ISO 6530

||
||
||



danificados, etc.). O macacão cumpre com os requisitos: Ljm 82/90 ≤30% - Ls 8/10 ≤ 15%. O macacão foi testado quanto à resistência à penetração de líquidos (teste de pulverização - Tipo 6) de acordo com a EN 13034:2005+A1:2009. A sua utilização por longos períodos de tempo pode provocar stress por calor. O desconforto e o stress por calor podem ser reduzidos ou eliminados através da utilização de vestuário interior apropriado ou de um equipamento de ventilação adequado. Os macacões destinam-se apenas a uma utilização única e deverão ser descartados após qualquer trabalho. O utilizador é o único avaliador da adequabilidade entre a sua própria análise do risco e o tipo de proteção necessário, incluindo o equipamento adicional necessário para uma proteção completa do corpo. Se necessário, utilize EPI adicional com o mesmo nível de proteção (como luvas, aparelho respiratório, etc.) para conseguir a proteção corporal total. O fabricante recusa qualquer responsabilidade por danos resultantes da utilização inadequada do EPI ou da sua utilização em negligéncia das instruções. Estes vestuários são inflamáveis. Mantenha-os afastados das chamas.

#### Armażenagam e Eliminācāo

Os macacões de proteção devem ser mantidos na sua embalagem original e guardados num local seco e protegido da luz solar. Ao descartá-los deve ser respeitada a regulamentação em vigor.

#### POLSKI

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1. Znak handlowy               | 4. Piktogram określający wymiary ciała (cm) |
| 2. Opis modelu                 | 5. Odniesienie do instrukcji użytkowania    |
| 3. Znak CE - ŚOI kategorii III | 6. Symbole dotyczące pielęgnacji tkaniny    |

#### WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁU ORAZ CAŁEGO KOMBINEZONU WEECOVER® ECO

Substancja fizyczna	Metoda badania	Klasa
Odporność na ścieranie	EN 530	2
Odporność na pekanie przy zginaniu	ISO 7854 B	6
Odporność na rozdarcie - metoda trapezowa	ISO 9073-4	2
Wytrzymałość na rozciskanie	ISO 13934-1	2
Odporność na przebiecie	EN 863	1
Wytrzymałość szwu	ISO 13935-2	3

#### Odporność materiału na przesiąkanie cieczy EN ISO 6530

Substancja chemiczna	Przenikanie	Niezwińialność
Kwas siarkowy 30%	Klasa 3	Klasa 3
Wodorotlenek sodowy 10%	Klasa 3	Klasa 3
Butan-1-ol	Nieklassyfikowany	Nieklassyfikowany
o-Ksylen	Nieklassyfikowany	Nieklassyfikowany

  

Wyniki badań całego kombinezonu	Wynik
Odporność na penetrację przez aerosole stałe Metoda badania EN ISO 13982-1:2004 +A1:2010	Spłnia
Odporność na nieintensywny natrysk cieczą Metoda badania EN 13034 : 2005 +A1: 2009	Spłnia

#### Typowe obszary zastosowania

Biały kombinezon z kapturem, gumka wokół kostek i pleców oraz klapką zapinaną na zep z zamkiem, dżerzejowy nadgarstek, otwór na kciuk (opcjonalnie). Środki ochrony indywidualnej przed następującymi czynnikami zagrożenia chemiczne (rozbrzygi - rozpryski z niskim natężeniem cieczy - częstki stale unoszące się w powietrzu).

#### Sposób noszenia odzieży ochronnej

Włożyć kombinezon z opakowania, odsunąć środkiowy zamek i założyć kombinezon, uważając, aby go nie uszkodzić. Calkowicie zasunąć zamek. Jeżeli występuje ryzyko unoszenia się w powietrzu częstek stałych, zaleca się dodatkowe zabezpieczenie połączek między rękawicami ochronnymi a kołnierzem rękawów za pomocą taśmy oraz nałożenie na obuwie ostroń/ochroniaczy.

#### Ograniczenia zastosowania

Produkt należy wykorzystać w 5 pięciu lat od daty produkcji. Nie należy używać kombinezonu w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad (np. dziur, uszkodzonych szwów lub zapieci itp.). Kombinezon spełnia następujące wymogi: Ljm 82/90 ≤30% - Ls 8/10 ≤ 15%. Kombinezon został przebadany pod kątem odporności na przesiąkanie cieczy (test rozpryzonej cieczy - typ 6) zgodnie z normą EN 13034:2005+A1:2009. Jego długotrwałe noszenie może powodować stres termiczny. Stres termiczny i uczucie dyskomfortu można ograniczyć lub złagodzić poprzez stosowanie odpowiednio dobranych rodzajów bielizny bądź właściwych urządzeń wentylacyjnych. Kombinezon jest środkiem jednorazowego użytku i należy go zlikwidować po zakończeniu pracy. Wyłączne oceny typu wymaganych zabezpieczeń adekwatnych do stopnia ryzyka, w tym również dodatkowych środków zapewniających całkowitą ochronę ciała, dokonuje użytkownik. Jeżeli to konieczne, w celu całkowitego zabezpieczenia ciała stosować dodatkowe środki zapewniające ten sam stopień ochrony (jak np. rękawice, aparat oddychowy). Producent zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za uszkodzenia środków ochrony osobistej wynikające z ich nieprawidłowego użytkowania lub wykorzystywania niezgodnie z instrukcjami. Odzież ma właściwości palne. Trzymać z dala od ognia.

#### Przechowywanie i Likwidacja

Kombinezon należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w suchym i ciemnym miejscu. Należy go zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

#### ROMANA

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 1. Marcă comercială              | 4. Pictograma de dispunere după mărime indică măsurile corpului |
| 2. Denumirea modelului           | 5. Consultați instrucțiunile de utilizare                       |
| 3. Marcaj CE - EIP Categoria III | 6. Pictogramă întreținere                                       |

#### EFICIENȚA PRODUSULUI ȘI WEECOVER® ECO

Proprietăți fizice	Metoda de testare	Clasă
Rezistență la abraziune	EN 530	2
Rezistență la fisurare prin	ISO 7854 B	6
Rezistență la rupere trapezoidală	ISO 9073-4	2
Rezistență la întindere	ISO 13934-1	2
Rezistență la perforare	EN 863	1
Rezistență cușturii	ISO 13935-2	3

#### Rezistența materialului la pătrunderea lichidelor EN ISO 6530

Chemikálie Vlastnosti	Pătrundere	Impermeabilitate
Acid sulfuric 30%	Clasă 3	Clasă 3
Hidroxid de sodiu 10%	Clasă 3	Clasă 3
Butan-1-ol	Neclasificat	Neclasificat
o-xilen	Neclasificat	Neclasificat

Eficiența în urma testării echipamentului complet	Rezultate
Test de pierdere în interior a particulelor de aerosoli EN ISO 13982-1:2004 + A1: 2010	Reușit
Test de pulverizare la nivel scăzut EN 13034 : 2005 +A1: 2009	Reușit

#### DOMENIU TIPIC DE UTILIZARE

Salopete albe cu glugă, apărătoare de glezne și spate cu elastic și plastron adeziv pe închidere, manșete din jersey, orificiu pentru degetul mare (opcional). Echipament individual de protecție împotriva riscuri chimice (stropire - pulverizare de nivel scăzut - particule solide aeropurtate).

#### Cum se poate îmbrăcămintea de protecție

Scoateți costumul din ambalaj, desfaceți fermuarul central și puneti-vă echipamentul, având grijă să nu deteriorați. Închideți fermuarul complet. Dacă există riscul aparitiei unor particule solide aeropurtate, este recomandat să vă puneti mănuși de protecție suplimentare cu capete cu imbinare la mânce și încărcătamente de protecție cu închidere la capătul picioarelor.

#### LIMITE DE UTILIZARE

Scoateți costumul din ambalaj, desfaceți fermuarul central și puneti-vă echipamentul, având grijă să nu deteriorați. Închideți fermuarul complet. Dacă există riscul aparitiei unor particule solide aeropurtate, este recomandat să vă puneti mănuși de protecție suplimentare cu capete cu imbinare la mânce și încărcătamente de protecție cu închidere la capătul picioarelor.

#### ODOLNOST TEXTILIE PROTI PRONIKANI KAPALIN EN ISO 6530

Chemikálie Vlastnosti	Penetrație	Odpudivost
Kyselina sírová 30%	Třída 3	Třída 3
Hydroxid sodný 10%	Třída 3	Třída 3
Butan-1-ol	nezafarené	nezafarené
o-xilen	nezafarené	nezafarené

  

Test účinnosti celého oděvu	Výsledek
Zkouška vnitřního pronikání čisticového aerosolu Zkušební metoda EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010	Vyhovuje
Zkouška rozprášování nízké úrovni Zkušební metoda EN 13034 : 2005 +A1: 2009	Vyhovuje

Obvyklé oblasti použití
Bílá kombinéza s kapucí, elastickými kotníky a na zádech a s lepicí klopou na zapínání, žerzejové manžety, otvor pro palec (volitelné). Osobní ochranné prostředky proti chemická rizika (rozstřik – postřík nízkého stupně – polétavé pevné částice).

Způsob použití ochranného oděvu
Oděv vyjměte z balení, rozepněte středový zip a oblečeť si ho. Dbejte při tom na to, ať ho nepoškodíte. Doplňte zip až do konce. Při práci v prostředí s polétavými pevnými částicemi se doporučuje zlepit páskou další ochranné rukavice překryté konci rukávů a ochranné návleky/obuv/pokryv s polštářkem.

Omezení použití
Produkt upotřebte do 5 let od data výroby. Nepoužívejte kombinézu, pokud zjistíte jakékoli závady (např. diry, poškozené švy nebo spojovací prvky atd.). Kombinéza splňuje uvedené pozadavky (např. diry, poškozené švy nebo spojovací prvky atd.). Kombinéza byla provedena zkouška odolnosti proti pronikání kapalin (sprejová zkouska – typ 6) v souladu s normou ČSN EN 13034:2005+A1:2009. Dolohodouč nosení oděvu může způsobit tepelné namáhání. Tepelné namáhání a komfortní dojem z něj závisí nebo zcela eliminovat použitím vhodného spodního prádla nebo, vhodného odvětrávacího vybavení. Kombinézy jsou určeny pouze pro jednorázové použití a po provedení účelu musí být zlikvidovány. Výhradně na ústroku uživatele, aby na základě analýzy rizik a typu požadované ochrany stanovil vhodnost OOP, a to večetří další OOP poskytující stejnou míru ochrany (např. rukavice, respirátor atd.). Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za škody plynoucí z nesprávného použití OOP nebo použití, které není v souladu s pokyny. Tento oděv je hořlavý. Uchovávejte mimo dosah ohně.

Uskladnění / Likvidace
Kombinéza je nutné uchovávat v původním obalu na suchém místě mimo dosah světla. Musí být zlikvidován v souladu s platnými předpisy.

DANSK


<tbl\_r cells