

ENGLISH

1. Trademark	5. Size and body measurements
2. Reference	6. Refer to instructions for use
3. CE marking : PPE Category III	7. Fabric care symbols
4. European Protection Standards	8. Single use

PHYSICAL PERFORMANCE OF WEEPRO MAX GREEN®

Fabric Physical Properties	Test Method	Class
Abrasion resistance	EN 530	1
Flex cracking resistance	ISO 7854 B	4
Trapezoidal Tear MD / XD	ISO 9073-4	2
Tensile strength	ISO 13934-1	1
Puncture resistance	EN 863	1
Seam strength	ISO 13935-2	3

RESISTANCE TO CHEMICAL LIQUID EN ISO 6530

Fabric Chemical Properties	Penetration	Repellency
Sulphuric Acid 30%	Class 3	Class 3
Sodium Hydroxide 10%	Class 3	Class 3

FABRIC AND TAPE SEAMS RESISTANCE TO PERMEATION BY LIQUIDS EN ISO 6529

Fabric Chemical Properties	Breakthrough time (min)	Class
Sulphuric Acid 30%	10-30 min	1/6

FABRIC RESISTANCE TO PENETRATION OF INFECTIVE AGENTS EN14126

Test Method	Class
Resistance to penetration by blood-borne pathogens ISO 16604	6/6
Resistance to penetration by contaminated liquids EN ISO 22610	6/6
Resistance to penetration by contaminated liquid aerosols EN ISO 22611	3/3
Resistance to penetration by contaminated solid particles ISO 22612	3/3

WHOLE SUIT TEST PERFORMANCE

High level spray test EN 14605	Pass
Inward leakage test Method as defined by EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010	Pass
Light splashes Method as defined by EN 13034 - 2005 + A1: 2009	Pass
Nominal protection factor according to EN 1073-2 - 2002	Class 2
Surface resistivity EN1149-5 - 2018	Pass

PROTECTION AGAINST PESTICIDES

Tests	Test Method	Requirements level C2	Results
Material resistance to penetration	ISO 22608	≤ 5 %	2.3 %
Material repellency	ISO 22608	≥ 80 %	93.9 %
Seam penetration resistance	ISO 22608	≤ 40%	0.0 %
Practical performance test	EN ISO 27065	Pass	Pass

Typical Area of use

Green coverall with elasticated hood, wrists, ankles and back, adhesive flap over the zipper, thumb loop. Coverall is designed to protect against chemical risks (splashes – sprays – airborne solid particulates) and against infectious agents and against contamination by radioactive particles and electrostatics (dissipative properties). The coverall protects against the use of insecticides, herbicides, fungicides, and other substances applied in liquid form (level C2).

How to wear protective clothing

Remove the coverall from its packaging, open the center zipper and put on the garment, taking care not to damage it. Close the zipper completely and cover it with the adhesive flap, without creasing. If there is a risk of airborne solid particles, it is advisable to tape additionally protective gloves with ends of the sleeves.

Limitations of use

This protective clothing is not suitable for use with concentrated pesticide formulations and against fumigants. The coverall do not protect against biocidal products used for agricultural and non-agricultural settings. Do not use the coverall if any defects are noticed (e.g., holes, damaged seams and fastenings, ...). The coverall meets the requirements: Ljm 82/90 S30% - Ls 8/10 ≤ 15%. Type 6 chemical protective suits have been tested to the whole suit test. Wear for long periods of time can cause heat stress. Heat stress and discomfort can be reduced or eliminated by using appropriate undergarments or suitable ventilation equipment. Coverall is for single use only and must be disposed after any job. The user is the sole judge of the adequacy between his risk analysis and the type of protection required, including the additional equipment necessary for a complete protection of the body. If necessary, use additional PPE with the same level of protection (such as as gloves, breathing apparatus, etc.) in order to provide full body protection. The manufacturer cannot accept responsibility for any improper use or disposal of garments produced by them. This garment is flammable, keep away from fire. The person wearing the electrostatic dissipative protective clothing shall be properly earthed. The resistance between the person skin and earth shall be less than 10⁶ Ω e.g. by wearing adequate footwear on dissipative or conductive floors. Electrostatic dissipative protective clothing shall not be open or removed whilst in presence of flammable or explosive atmospheres or while handling flammable or explosive substances. Electrostatic dissipative protective clothing is intended to be worn in Zones 1, 2, 20, 21 and 22 (see EN 60079-10-1 and EN 60079-10-2) in which the minimum ignition energy of any explosive atmosphere is not less than 0.016 mJ. Electrostatic dissipative protective clothing shall not be used in oxygen enriched atmospheres, or in Zone O (see EN 60079-10-1) without prior approval of the responsible safety engineer. The electrostatic dissipative performance of the electrostatic dissipative protective clothing can be affected by wear and tear, laundering and possible contamination electrostatic dissipative protective clothing shall be worn in such a way that it permanently covers all non-compliant materials during normal use. Use the product within 5 years of the date of manufacturing.

Storage and disposal

Coveralls should be transported and stored in the original packaging in a dry place, away from sunlight. They must be disposed of in compliance with current regulations.

FRANÇAIS

1. Nom commercial	5. Tailles et mesures
2. Référence	6. Consulter les instructions d'utilisation
3. Marquage CE : EPI de catégorie III	7. Pictogrammes d'entretien
4. Normes de protection	8. Usage unique

PERFORMANCE PHYSIQUE DE WEEPRO MAX GREEN®

Propriétés physiques du tissu	Méthode test	Classe
Résistance à l'abrasion	EN 530	1
Résistance à la flexion	ISO 7854 B	4
Résistance à la déchirure MD / XD	ISO 9073-4	2
Résistance à la traction MD / XD	ISO 13934-1	1
Résistance à la perforation	EN 863	1
Résistance des coutures	ISO 13935-2	3

RÉSISTANCE À LA PÉNÉTRATION DE LIQUIDES EN ISO 6530

Propriétés chimiques du tissu	Pénétration	Répulsion
Acide Sulfurique 30%	Classe 3	Classe 3
Hydroxyde de Sodium 10%	Classe 3	Classe 3

RÉSISTANCE DU TISSU ET DES COUTURES RECOUVERTES À LA PÉMÉTATION DE LIQUIDE EN ISO 6529

Propriétés chimiques du tissu	Temps de passage (min)	Classe
Acide Sulfurique 30%	10-30 min	1/6

FABRIC RESISTANCE TO PENETRATION OF INFECTIVE AGENTS EN14126

Méthode de test	Classe
Résistance à la pénétration par des pathogènes transmissibles par le sang ISO 16604	6/6
Résistance à la pénétration par des liquides contaminés EN ISO 22610	6/6
Résistance à la pénétration par des aérosols liquides contaminés EN ISO 22611	3/3
Résistance à la pénétration par des particules solides contaminées ISO22612	3/3

PERFORMANCES DES TESTS SUR LA COMBINAISON ENTIERE

Test de pulvérisation à densité élevée selon la méthode EN 14605	Conforme
Test de fuite vers l'intérieur selon la méthode EN 13982-1:2004 + A1:2010	Conforme
Test de pulvérisation à faible densité selon la méthode EN 13034 - 2005 + A1: 2009	Conforme
Facteur de protection nominal EN 1073-2 - 2002	Classe 2
Protection électrostatique lors d'une mise à terre EN1149-5 : 2018	Conforme

PROTECTION CONTRE LES PESTICIDES

Tests	Méthode de test	Exigences niveau C2	Résultats
Résistance des matériaux à la pénétration	ISO 22608	≤ 5 %	2.3 %
Répulsion des matériaux	ISO 22608	≥ 80 %	93.9 %
Résistance des coutures à la pénétration	ISO 22608	≤ 40%	0.0 %
Essai de performance pratique	EN ISO 27065	Essai réussi	Conforme

Modèle et domaine d'utilisation

Combinaison verte avec capuche, poignets et élastiques et rabat adhésif sur la fermeture, passe-pouce. Cette combinaison est conçue pour protéger contre des risques chimiques (pulverisations – éclaboussures – particules solides en suspension dans l'air) contre la contamination par des particules radioactives et contre les agents infectieux et l'électrostatis (propriétés dissipatives). La combinaison protège contre l'utilisation d'insecticides, herbicides, fungicides et autres substances appliquées sous forme liquide (niveau C2).

Comment mettre le vêtement

Retirer la combinaison de son emballage, ouvrir la fermeture à glissière centrale et mettre le vêtement en prenant garde de ne pas le déformer. Fermer complètement la fermeture et plier le rabat adhésif par-dessus, sans faire de pli. En cas de risque de particules solides en suspension dans l'air, il est conseillé de porter des gants de protection en les sotchant aux extrémités des manches.

Limites d'utilisation

La combinaison ne convient pas à l'utilisation de préparations pesticides concentrées et contre les fumigants. La combinaison ne protège pas contre les produits biocides utilisés en milieu agricole et non agricole. Ne pas utiliser la combinaison si elle est soumise à des températures supérieures à 60 °C. La combinaison protège contre les particules solides dispersées dans l'air et contre les particules radioactives. La combinaison protège contre les agents infectieux et l'électrostatis (propriétés dissipatives). La combinaison protège contre l'utilisation d'insecticides, herbicides, fungicides et autres substances appliquées sous forme liquide (niveau C2).

Stockage et élimination

Les combinaisons doivent être conservées dans leur emballage d'origine dans un endroit sec et à l'abri de la lumière. Elles doivent être éliminées selon la réglementation en vigueur.

