

1125 GANT LATEX SAFETOUCH CONNECT POUDRÉ

Équipement de Protection Individuelle de Catégorie II

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Grande élasticité.
- Bonne dextérité.
- Poudré, sa mise en oeuvre est facilitée.
- Gant étanche à l'eau et à l'air.
- Contre-indication : le latex est une matière naturelle qui contient des protéines allergisantes.



Préconisations:

- Gant destiné à un usage professionnel
- Gant est destiné à protéger le porteur des microorganismes (bactéries et moisissures) mais ne protège pas contre les virus.
- Gant destiné aux manipulations / préparations alimentaires (ex : démarche HACCP)

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Nom du produit :	MEDICOM - SafeTouch Connect - Glove
Type de produit :	À usage unique, non stérile
Matière :	Latex
Couleur :	Naturel
Forme :	Ambidextre
Bord :	Roulé
Texture :	Lisse
Poudré :	Oui
Épaisseur de la paume :	0,10±0,02mm
Épaisseur du doigt :	0,12±0,02mm
Poids unitaire (M) :	6,0 ± 0,2g
Origine :	Malaisie
NQA :	<1,5

Article	Taille	
1125-A	T 6	XS
1125-B	T 7	S
1125-C	T 8	M
1125-D	T 9	L
1125-E	T10	XL



INDUSTRIES

Agro-alimentaire / RHF / Collectivité Hors Restauration / Collectivité / Administration / Hygiène / Entretien / Nettoyage / Laboratoire / Pharma / Recherche

CERTIFICATION ET NORMES

Fabriqué sous un système qualité certifié ISO 13485 et ISO 9001.

Conforme aux exigences du Règlement (UE) 2016/425.

Répond aux normes EN 420 & EN 374-2/5(*) pour la protection contre les micro-organismes.

Conforme aux exigences du Règlement (CE) 1935/2004, de l'Arrêté du 9 novembre 1994 et du Règlement (UE) 10/2011. Ce gant est apte au contact alimentaire**.

* Non contrôlé contre les virus.

** Restriction : Ne pas mettre en contact avec les aliments acides (pH<4,5) (voir annexe 1).

PRECAUTIONS D'USAGE

Le dispositif doit être utilisé sur peau saine uniquement.

Leur réutilisation ou usage prolongé peut produire une infection ou une contamination croisée.

Après utilisation, respecter la réglementation nationale en vigueur pour l'élimination du dispositif.

CONDITIONS DE CONSERVATION ET DE STOCKAGE

Conditions normales de conservation et de stockage : ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil, doit être stocké sous une température comprise entre 5°C et 40°C.

Durée de vie du produit : 5 ans

INFORMATIONS LOGISTIQUES








Caractéristiques
carton



Caractéristiques
boîte distributrice

Code couleur
boîte et carton

Article	Taille mm	Poids brut kg	QTE/palette	Taille mm	Cdt	Couleur
1125-A	360 x 250 x 230	5,86	63	215 x 120 x 70	10 x 100	
1125-B	360 x 250 x 230	6,51	63	215 x 120 x 70	10 x 100	
1125-C	360 x 250 x 230	6,92	63	215 x 120 x 70	10 x 100	
1125-D	360 x 250 x 230	7,23	63	215 x 120 x 70	10 x 100	
1125-E	360 x 250 x 230	7,23	63	215 x 120 x 70	10 x 100	



Codes EAN

Article	Boîte distributrice	Carton
1125-A	3 700 381 514 314	3 700 381 514 260
1125-B	3 700 381 514 321	3 700 381 514 277
1125-C	3 700 381 514 338	3 700 381 514 284
1125-D	3 700 381 514 345	3 700 381 514 291
1125-E	3 700 381 514 352	3 700 381 514 307