

GANT LATEX SAFETOUCH REJUVENATE SANS POUVRE

1163 Enrichi en Lanoline et en Vitamine E

Dispositif Médical de Classe I et Equipement de Protection Individuelle de Catégorie III

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Grande élasticité.
- Excellente dextérité.
- Le latex est la matière qui permet la meilleure sensibilité au toucher.
- Excellente préhension des objets et facilite leurs manipulations.
- Enrichi en lanoline et vitamine E, ce gant procure la sensation d'une peau mieux hydratée, plus souple et plus lisse.
- Contre-indication : le latex est une matière naturelle qui contient des protéines allergisantes.



Usage prévu:

- Gant destiné à un usage professionnel.
- En milieu médical, ce gant s'utilise pour faire barrière contre les micro-organismes, entre le personnel soignant et le patient, et leur environnement.
- En milieu industriel, ce gant est destiné à protéger le porteur contre les microorganismes (bactéries, moisissures et virus).
- Sans poudre, il réduit les risques de contaminations aéroportées et limite les risques d'irritation.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Nom du produit :	SafeTouch Rejuvenate
Type de produit :	À usage unique, non stérile
Matériel :	Latex
Couleur :	Naturel
Forme :	Ambidextre
Bord :	Roulé
Texture :	Doigts texturés
Poudré :	Non
Longueur :	240 mm
Épaisseur de la paume :	0,14±0,03 mm
Épaisseur du doigt :	0,15±0,03 mm
Lotion intégrée :	Lanoline et Vitamine E
Poids (M) :	5,9 ± 0,2g
Origine :	Malaisie

Article	Taille	
1163-A	T 6	XS
1163-B	T 7	S
1163-C	T 8	M
1163-D	T 9	L
1163-E	T10	XL

Marquage sur conditionnement:



INDUSTRIES

Santé / Médical/ Dentaire

CERTIFICATION ET NORMES

Fabriqué sous un système qualité certifié ISO 13485 & ISO 9001.

Conforme aux exigences du Règlement (UE) 2017/745, relatifs aux dispositifs médicaux.

Répond aux normes EN 455-1/2/3/4 pour les gants médicaux non réutilisables.

Conforme aux exigences du Règlement (UE) 2016/425, relatifs aux équipements de protection individuelle.

Répond aux normes EN ISO 21420, EN ISO 374-2/5, ISO 16604 pour la protection contre les micro-organismes dont les virus.

PRECAUTIONS D'USAGE

Le dispositif doit être utilisé sur peau saine uniquement.

A usage unique, ne pas réutiliser.

Après utilisation, respecter la réglementation nationale en vigueur pour l'élimination du dispositif.

CONDITIONS DE CONSERVATION ET DE STOCKAGE

Conditions normales de conservation et de stockage : ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil, doit être conservé dans un environnement frais ou à température ambiante.

Durée de vie du produit : 5 ans.

INFORMATIONS LOGISTIQUES





Caractéristiques carton



Caractéristiques boîte distributrice

Code couleur boîte et carton

Article	Taille mm	Poids brut kg	QTE/palette	Taille mm	Cdt	Couleur
1163-A	370 x 255 x 250	6,3	54	240 x 120 x 70	10 x 100	
1163-B	370 x 255 x 250	6,8	54	240 x 120 x 70	10 x 100	
1163-C	370 x 255 x 250	7,1	54	240 x 120 x 70	10 x 100	
1163-D	370 x 255 x 250	8,3	54	240 x 120 x 70	10 x 100	
1163-E	370 x 255 x 250	8,8	54	240 x 120 x 70	10 x 100	

Codes EAN

Article	Boîte distributrice	Carton
1163-A	3 700 381 514 970	3 700 381 514 581
1163-B	3 700 381 514 987	3 700 381 514 598
1163-C	3 700 381 514 994	3 700 381 514 604
1163-D	3 700 381 515 007	3 700 381 514 611
1163-E	3 700 381 520 285	3 700 381 520 292