

1174N

GANT NITRILE SAFETOUCH PLATINUM SANS POUVRE

Dispositif Médical de Classe I et Equipement de Protection Individuelle de Catégorie III

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Grande élasticité.
- Bonne dextérité.
- Confère une excellente préhension des objets et facilite leurs manipulations.
- Ultra confortable, cette génération permet une excellente extensibilité et un confort optimal.
- Gant étanche à l'eau et à l'air.



Usage prévu:


- Gant destiné à un usage professionnel.
- En milieu médical, ce gant s'utilise pour faire barrière contre les micro-organismes, entre le personnel soignant et le patient, et leur environnement.
- En milieu industriel, ce gant est destiné à protéger le porteur contre les produits chimiques testés et les microorganismes (bactéries, moisissures et virus).
- Sans poudre, il réduit les risques de contaminations aéroportées et limite les risques d'irritation.
- Ce gant est également destiné aux manipulations / préparations alimentaires (ex : démarches HACCP).

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Nom du produit :	SafeTouch Platinum
Type de produit :	À usage unique, non stérile
Matière :	Nitrile
Couleur :	Blanc
Forme :	Ambidextre
Bord :	Roulé
Texture :	Doigts texturés
Poudré :	Non
Épaisseur de la paume :	0,07 mm (± 0.02 mm)
Épaisseur du doigt :	0,10 mm (± 0.02 mm)
Poids unitaire (M):	3,5 (± 0,2g)

Article	Taille	
1174N-A	T 6	XS
1174N-B	T 7	S
1174N-C	T 8	M
1174N-D	T 9	L
1174N-E	T 10	XL

Marquage sur conditionnement:



INDUSTRIES

Santé / Médical / Dentaire / Industrie/ Agroalimentaire

CERTIFICATION ET NORMES

Fabriqué sous un système qualité certifié ISO 13485 & ISO 9001.

Conforme aux exigences du Règlement (UE) 2017/745, relatifs aux dispositifs médicaux.

Répond aux normes EN 455-1/2/3/4 pour les gants médicaux non réutilisables.

Conforme aux exigences du Règlement (UE) 2016/425 et du Règlement 2016/425, relatifs aux équipements de protection individuelle.

Répond aux normes EN ISO 21420, EN ISO 374-1/2/4/5, pour la protection contre les produits chimiques testés, les micro-organismes dont les virus.

Conforme aux exigences du Règlement (CE) 1935/2004, et de l'Arrêté français du 05 Août 2020. Ce gant est apte au contact alimentaire pour tout type de denrée.

PRECAUTIONS D'USAGE

Le dispositif doit être utilisé sur peau saine uniquement.

A usage unique, ne pas réutiliser.

Après utilisation, respecter la réglementation nationale en vigueur pour l'élimination du dispositif.

CONDITIONS DE CONSERVATION ET DE STOCKAGE

Conditions normales de conservation et de stockage : ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil, doit être conservé dans un environnement frais ou à température ambiante.

Durée de vie du produit : 5 ans.

INFORMATIONS LOGISTIQUES**Caractéristiques carton****Caractéristiques boîte distributrice****Code couleur boîte et carton**

Article	Taille mm	Poids brut kg	QTE/palette	Taille mm	QTE	Couleur
1174N-A		4,1				
1174N-B		4,7				
1174N-C	262 x 252 x 270	5,1	60 cartons (6 couches de 10 cartons)	245 x 125 x 48	10 boîtes distributrices de 100 unités	
1174N-D		5,3				
1174N-E		6,2				

Codes EAN

Article	Carton	Boîte distributrice
1174N-A	3 700 381 519 661	3 700 381 519 678
1174N-B	3 700 381 519 685	3 700 381 519 692
1174N-C	3 700 381 519 708	3 700 381 519 715
1174N-D	3 700 381 519 722	3 700 381 519 739
1174N-E	3 700 381 519 746	3 700 381 519 753