

120 à 128
MEDICOM® GOBELETS PAPIER
CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES

- Les gobelets en papier servant à mesurer et à dispenser de l'eau et ou un désinfectant oral pour rincer la bouche du patient
- Adaptés à la plupart de distributeurs
- Bonne résistance à la chaleur et au froid grâce à un grammage de 190 g/m²

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Nom du produit : Gobelets papier
 Type de produit : À usage unique, non stérile
 Composition : Papier
 Grammage : 190 g/m²
 Contenance : 180 ml
 Dimensions : Hauteur : 8,0 cm (± 5%)
 Diamètre Haut : 7,0 cm (± 5%)
 Diamètre Bas : 4,5 cm (± 5%)
 Poids unitaire : 2,9 g (± 10%)
 Conditionnement : 3000 unités



Couleurs	Blanc	Bleu	Bleu foncé	Rose	Lavende	Orange	Vert	Jaune
								

Origine : Chine

INDUSTRIES

Médical / Dentaire

CONDITIONS DE CONSERVATION ET STOCKAGE

Conditions normales de conservation et de stockage : ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil, doit être stocké sous une température entre 5° et 40° degrés.

INFORMATIONS LOGISTIQUES



Caractéristiques carton

Caractéristiques sachet

Article	Couleur	Taille mm	Poids brut kg	QTÉ/ palette	QTÉ
120	bleu	720 x 440 x 360	10,0	15 cartons (5 couches de 3 cartons)	60 sachets de 50 unités
121	blanc	720 x 440 x 360	10,0	15 cartons (5 couches de 3 cartons)	60 sachets de 50 unités
122	vert	720 x 440 x 360	10,0	15 cartons (5 couches de 3 cartons)	60 sachets de 50 unités
123	jaune	720 x 440 x 360	10,0	15 cartons (5 couches de 3 cartons)	60 sachets de 50 unités
124	lavende	720 x 440 x 360	10,0	15 cartons (5 couches de 3 cartons)	60 sachets de 50 unités
125	rose	720 x 440 x 360	10,0	15 cartons (5 couches de 3 cartons)	60 sachets de 50 unités
126	orange	720 x 440 x 360	10,0	15 cartons (5 couches de 3 cartons)	60 sachets de 50 unités
127	bleu foncé	720 x 440 x 360	10,0	15 cartons (5 couches de 3 cartons)	60 sachets de 50 unités
128	Assortiment (bleu, vert, lavende, rose, orange, bleu foncé)	720 x 440 x 360	10,0	15 cartons (5 couches de 3 cartons)	10 sachets de 50 unités par couleur listée (total 60 sachets de 50 unités)

EAN Codes

Article	Carton	Article	Carton	Article	Carton
120	8718007906820	123	8718007906967	126	8718007906882
121	8718007906943	124	8718007906868	127	8718007906899
122	8718007906950	125	8718007906875	128	8720249900184



Medicom Healthcare B.V.
Parallelweg 80a | 3931 MT Woudenberg | The Netherlands
cs@medicom-eu.com | +31 332 866 460