

**4551-300
bis
4554-300**
MEDICOM® Watterollen
 Medizinprodukt, Klasse I

MERKMALE & VORTEILE

- Um den Arbeitsbereich bei zahnärztlichen Eingriffen frei von Speichel oder Blut des Patienten zu halten
- 100 % reine weiße Baumwolle
- Weich und elastisch
- Sehr saugfähig, 5-faches des Gewichts
- Latex- und chlorfrei, keine Fluoreszenz


PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktname: Medicom® Watterollen
 Produkttyp: Einwegartikel, unsteril
 Material: 100 % Baumwolle, gemischt mit CMC-Kleber, einem Zellulosederivat, als Klebstoffzusatz.
 Farbe: Weiß
 Herkunft: China



Art.-Nr.	Größe (Durchm. x Länge)	Stückgewicht (g)	Stück / Rolle	Rollen / Innenkarton	Stück / Innenkarton	Innenkarton Nettogew. (g)	Innenkarton / Außenkarton
4551-300	#1 (0,8 x 3,8 cm)	0,35 (± 0,1)	56	15 / Beutel	840 / Beutel	300	32
4552-300	#2 (1,0 x 3,8 cm)	0,49 (± 0,1)	40	15 / Beutel	600 / Beutel	300	32
4553-300	#3 (1,2 x 3,8 cm)	0,65 (± 0,1)	30	15 / Beutel	450 / Beutel	300	32
4554-300	#4 (1,4 x 3,8 cm)	0,97 (± 0,1)	20	15 / Beutel	300 / Beutel	300	32

ZERTIFIZIERUNG

In Übereinstimmung mit den Anforderungen der Medizinprodukteverordnung 2017/745.
 Hergestellt unter einem nach ISO 13485 zertifizierten Qualitätsmanagementsystem.
 In Übereinstimmung mit den einschlägigen harmonisierten Normen EN ISO 14079, EN ISO 10993-1, EN ISO 10993-5 und EN ISO 10993-10.

INDUSTRIEN

Medikal / Dental

4551-300
bis
4554-300

MEDICOM® WATTEROLLEN

Medizinprodukt, Klasse I

LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Normale Aufbewahrungs- und Lagerungsbedingungen: nicht der Feuchtigkeit und der Sonne aussetzen, bei einer Temperatur zwischen 5°C und 40°C lagern.

Haltbarkeitsdauer des Produkts: 5 Jahre

LOGISTISCHE INFORMATIONEN



Außenkarton- spezifikationen

Innenkarton- spezifikationen

Art.-Nr.	Größe mm	Größe mm	Typ	QTY/ Outer case
4551-300	590 x 430 x 410	200 x 200	Beutel	32 x 840 pcs.
4552-300	590 x 430 x 410	200 x 200	Beutel	32 x 600 pcs.
4553-300	590 x 430 x 410	200 x 200	Beutel	32 x 450 pcs.
4554-300	590 x 430 x 410	200 x 200	Beutel	32 x 300 pcs.

EAN Codes

Art.-Nr.	Außenkarton	Innenkarton
4551-300	8 718 007 004 762	8 718 007 904 765
4552-300	8 718 007 004 816	8 718 007 904 819
4553-300	8 718 007 004 861	8 718 007 904 864
4554-300	8 720 249 902 478	8 720 249 902 485



Medicom Healthcare B.V.
Parallelweg 80a | 3931 MT Woudenberg | Niederlande
cs@medicom-eu.com | +31 332 866 460