

CHAMPS FACIAUX A USAGE UNIQUE

Dispositif médical, Classe I

FICHE TECHNIQUE

Français

CARACTERISTIQUES & AVANTAGES

- Se compose d'une partie supérieure en nylon, d'une partie inférieure en polypropylène et d'une ouverture centrale
- Se positionne sur le visage du patient comme décrit en figure 1 afin de maintenir la visibilité pour le patient tout en le préservant de l'exposition aux éclaboussures/pulvérisations en suspension dans l'air
- L'ouverture centrale permet l'accès à la cavité oral du patient
- Usage unique



DESCRIPTION PRODUIT

Nom du produit : Medicom SafeDrape[™] champs faciaux à usage unique

Type : Usage unique

Matériaux : Spunbond polypropylène et polyester texturé en nylon

Dimensions : 380 mm (±10 mm) x 340 mm (±20 mm)

Conditionnement : Boite de 50 unités

Origine : Chine

Disponible en 2 coloris :

	Blanc 8-1110W		Bleu 8-1110B
---	------------------	---	-----------------

Pour usage professionnel uniquement.

DOMAINES D'APPLICATION

Médical / Dentaire

CERTIFICATIONS & NORMES

Répond aux exigences du Règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux.

Site de production certifié ISO 13485.



CHAMPS FACIAUX A USAGE UNIQUE

Dispositif médical, Classe I

FICHE TECHNIQUE

Français

STORAGE CONDITIONS

Conserver au sec, à l'abri de la lumière du soleil.

La durée de vie des champs faciaux réutilisables est de 5 ans à partir de la date de fabrication.

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Spécification du carton



REF	Taille (mm)	Code EAN13
8-1110B	415 x 200 x 410	3662036023353
8-1110W	415 x 200 x 410	3662036023377

Spécification de la boîte



REF	Taille (mm)	QTY/carton	Code EAN13
8-1110B	395 x 195 x 35	10 boîtes x 50 pcs.	3662036023360
8-1110W	395 x 195 x 35	10 boîtes x 50 pcs.	3662036023384