

CHAMPS FACIAUX REUTILISABLES

Dispositif médical, Classe I

FICHE TECHNIQUE

Français

CARACTERISTIQUES & AVANTAGES

- Se compose d'une partie supérieure en nylon, d'une partie inférieure en serviette éponge (fibres de coton) et d'une ouverture centrale
- Se positionne sur le visage du patient comme décrit en figure 1 afin de maintenir la visibilité pour le patient tout en le préservant de l'exposition aux éclaboussures/pulvérisations en suspension dans l'air
- L'ouverture centrale permet l'accès à la cavité oral du patient
- Lavable 20 fois



DESCRIPTION PRODUIT

Nom du produit: Medicom SafeDrape™ champs faciaux réutilisables

Type: Lavable (jusqu'à 20 lavages)

Matériaux: Fibres de coton et polyester texturé en nylon

Dimensions: 380 mm (±10 mm) x 340 mm (±10 mm)

Conditionnem: Boîte de 12 unités

Origin: Chine

Disponible en 5 versions :

	Blanc		Bleu		Jaune		Menthe		Assortiment*
	8-4020W		8-4020B		8-4020G		8-4020M		8-4020S

* Assortiment : Le boîte contenant 4 bleu, jaune et menthe

Pour usage professionnel uniquement.

DOMAINES D'APPLICATION

Médical / Dentaire

CERTIFICATIONS & NORMES

Répond aux exigences du Règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux.

Site de production certifié ISO 13485.



CHAMPS FACIAUX REUTILISABLES

Dispositif médical, Classe I

FICHE TECHNIQUE

Français

CONDITIONS DE STOCKAGE

Conserver au sec, à l'abri de la lumière du soleil.

La durée de vie des champs faciaux réutilisables est de 5 ans à partir de la date de fabrication.

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Spécifications du carton



REF	Taille (mm)	Code EAN13
8-4020W	415 x 250 x 410	3662036023476
8-4020B	415 x 250 x 410	3662036023391
8-4020G	415 x 250 x 410	3662036023414
8-4020M	415 x 250 x 410	3662036023438
8-4020S	415 x 250 x 410	3662036023452

Spécifications de la boîte



REF	Taille (mm)	QTE/carton	Code EAN13
8-4020W	395 x195 x 45	10 boîtes x 12 pcs.	3662036023483
8-4020B	395 x195 x 45	10 boîtes x 12 pcs.	3662036023407
8-4020G	395 x195 x 45	10 boîtes x 12 pcs.	3662036023421
8-4020M	395 x195 x 45	10 boîtes x 12 pcs.	3662036023445
8-4020S	395 x195 x 45	10 boîtes x 12 pcs.	3662036023469