

813600 **BONNET UNIVERSEL VISCOSE**
813700 Dispositif médical de Classe I

CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES



- Non-tissé aéré, très extensible bleu clair
- Coiffant très esthétique et très couvrant
- Mode d'emploi :
 1. Pour être plus esthétique, retourner les coutures
 2. Ajuster la hauteur en retournant le bord



DESCRIPTIF TECHNIQUE

Nom du produit : MEDICOM – Surgical caps
 Type de produit : A usage unique, non stérile
 Composition : 84% Viscose + 16% Copolymère d'éthylène-acétate de vinyle
 Confection : Cousu
 Couleur : Bleu / Vert
 Dimensions : Circonférence : 56 cm (± 2 cm)
 Hauteur : 32 cm (± 2 cm)
 Poids : 7,2 g (± 10%)
 Conditionnement : Boîte distributrice de 100 unités
 Origine : France

813700

Article	Couleur
813600	Bleu 
813700	Vert 

Marquage sur le packaging:



Données Mécaniques (Mesures réalisées par le laboratoire CETELOR-LAB)

TEST	Norme		Moyenne	Unité	Tolérance
Grammage	NF EN ISO 9073-1		40	g/m ²	± 10%
Résistance à la traction	NF EN ISO 9073-3	À sec sens M:	55,4	N	± 10%
		À sec sens T:	8,6	N	± 10%
Allongement	NF EN ISO 9073-3	À sec sens M:	10,5	%	± 10%
		À sec sens T:	71,1	%	± 10%

Données Microbiologiques (Mesures réalisées par le laboratoire ICARE)

Evaluation de la contamination microbienne initiale suivant norme EN ISO 11737: 2018+A1 2021
 Contrôles microbiologiques complémentaires: ASR, E.Coli, Staphylocoques sur demande

813600
813700

BONNET UNIVERSEL VISCOSE

Dispositif médical de Classe I

CERTIFICATIONS ET NORMES

Conforme aux exigences du Règlement Européen 2017/745 relatif aux Dispositifs Médicaux.
Fabriqué sous un système qualité certifié ISO 9001 et ISO 13485.

PRECAUTIONS D'USAGE

Le dispositif doit être utilisé sur peau saine uniquement.
Leur réutilisation ou usage prolongé peut produire une infection ou une contamination croisée.
Après utilisation, respecter la réglementation nationale en vigueur pour l'élimination du dispositif.

CONDITIONS DE CONSERVATION ET DE STOCKAGE

Conditions normales de conservation et de stockage : ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil,
doit être conservé dans un environnement frais ou à température ambiante.
Durée de vie du produit : 5 ans.

INFORMATIONS LOGISTIQUES



Caractéristiques carton

Article	Taille mm	Poids brut kg	QTE/ palette
813600 813700	575 x 225 x 370	4,6	35 cartons (5 couches de 7 cartons)

Caractéristiques boîte distributrice

Taille mm	QTE
200 x 108 x 350	5 boîtes distributrices de 100 pièces



Codes EAN

Article	Carton	Boîte distributrice
813600	3 662 036 015 198	3 662 036 015 204
813700	3 662 036 015 211	3 662 036 015 228

