



8280-100

à

BAVOIRS DENTAIRES MEDICOM® DRY-BACK® 3 PLIS

8294-100

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Le bavoir dentaire Medicom® Dry-back 3 plis est composé de 2 couches en cellulose et d'une couche en polyéthylène étanche.
- Permet une étanchéité maximale et une absorption supérieure grâce à une couche supplémentaire de cellulose.

Préconisations :

- Ce bavoir, disposé face plastique sur l'utilisateur, permet d'établir une barrière étanche contre les éclaboussures de liquide.



Disponible en 10 couleurs :

8280-100



Lavender

8282-100



Blue

8283-100



White

8284-100



Yellow

8285-100



Green

8286-100



Dusty Rose

8288-100



Peach

8289-100



Aqua

8290-100



Dark blue

8291-100



Orange

8292-100



Black

8293-100



Lime

8294-100



Turquoise



DESCRIPTIF TECHNIQUE

Nom du produit :

Bavoir Dentaire Dry-Back 3 Plis

Type de produit :

A usage unique, non stérile

Composition :

Ouate de cellulose, Polyéthylène

Couleur :

Lavender, Blue, White, Yellow, Green, Dusty Rose, Peach, Aqua, Dark blue, Orange, Black, Lime, Turquoise

Grammage :

33 g/m² (± 10%)

Pliage :

M

Dimensions :

33 x 45,5 cm (± 0,5 cm)

Poids unitaire :

6 g (± 10%)

Conditionnement :

Boîte distributrice de 100 unités

Origine :

France



8280-100

à

BAVOIRS DENTAIRES MEDICOM® DRY-BACK® 3 PLIS

8294-100

CONDITIONS DE CONSERVATION ET DE STOCKAGE

Conditions normales de conservation et de stockage : ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil, doit être stocké sous une température comprise entre 5°C et à 40°C.

Durée de vie du produit : 5 ans.

INFORMATIONS LOGISTIQUES



Caractéristiques carton

Caractéristiques boîte distributrice

Article	Taille mm	Poids brut kg	QTE/ palette	QTE
8280-100	385 x 365 x 245	4,25	48 cartons	10 boîtes distributrices de 100 pièces
8282-100				
8283-100				
8284-100				
8285-100				
8286-100				
8288-100				
8289-100				
8290-100				
8291-100				
8292-100				
8293-100				
8294-100				



EAN Codes

Item	Outer Case	Inner Case
8280-100	8720249902805	8720249902812
8282-100	8720249902829	8720249902836
8283-100	8720249902843	8720249902850
8284-100	8720249902867	8720249902874
8285-100	8720249902881	8720249902898
8286-100	8720249902904	8720249902911
8288-100	8720249902928	8720249902935
8289-100	8720249902942	8720249902959
8290-100	8720249902966	8720249902973
8291-100	8720249902980	8720249902997
8292-100	8720249903000	8720249903017
8293-100	3701407400031	3701407400024
8294-100	3701407400017	3701407400000