



8280-N
à
8294-N

BAVOIRS DENTAIRES MEDICOM® DRY-BACK 3 PLIS

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES


- Le bavoir dentaire Medicom® Dry-back 3 plis est composé de 2 couches en cellulose et d'une couche en polyéthylène étanche.
- Permet une étanchéité maximale et une absorption supérieure grâce à une couche supplémentaire de cellulose.



Préconisations :

- Ce bavoir, disposé face plastique sur l'utilisateur, permet d'établir une barrière étanche contre les éclaboussures de liquide.

Disponible en 13 couleurs :



DESCRIPTIF TECHNIQUE

Nom du produit : Bavoir Dentaire Dry-Back 3 Plis
 Type de produit : A usage unique, non stérile
 Composition : Ouate de cellulose, Polyéthylène
 Couleur : Lavande, Bleu, Blanc, Jaune, Vert, Rose, Pêche, Aqua, Bleu nuit, Orange, Noir, Lime, Turquoise
 Grammage : 33 g/m² (± 10%)
 Pliage: M
 Dimensions : 33 x 45,5 cm (± 0,5 cm)
 Poids unitaire : 6 g (± 10%)
 Conditionnement : Vrac de 500 unités
 Origine : France



8280-Nà **BAVOIRS DENTAIRES MEDICOM® DRY-BACK 3 PLIS****8294-N**

CONDITIONS DE CONSERVATION ET DE STOCKAGE

Conditions normales de conservation et de stockage : ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil, doit être stocké sous une température comprise entre 5°C et à 40°C.

INFORMATIONS LOGISTIQUES



Caractéristiques carton

Article	Taille mm	Poids brut kg	QTE/ carton	QTE/ palette
8280-N	300 x 240 x 340	3,2	Vrac de 500 pièces	78 cartons (6 couches de 13 cartons)
8282-N				
8283-N				
8284-N				
8285-N				
8286-N				
8288-N				
8289-N				
8290-N				
8291-N				
8292-N				
8293-N				
8294-N				



Codes EAN

Article	Carton
8280-N	8 718 007 006 230
8282-N	8 718 007 006 377
8283-N	8 718 007 006 490
8284-N	8 718 007 006 605
8285-N	8 718 007 006 711
8286-N	8 718 007 006 810
8288-N	8 718 007 006 933
8289-N	8 718 007 007 039
8290-N	8 718 007 007 138
8291-N	8 718 007 007 183
8292-N	8 718 007 012 422
8293-N	8 718 007 013 719
8294-N	8 718 007 906 141