

**9850, 9860, 9870, 9880,
9890, 98100, 98110****MEDICOM® SAFESEAL® QUATTRO
ROULEAUX DE STÉRILISATION**

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Garantie d'étanchéité pendant la stérilisation
- Extrêmement facile à ouvrir sans libérer de fibres ni se déchirer
- Offre une protection microbienne maximale
- Fabriqué en totale conformité avec le MDR et la norme EN 868-5

DESCRIPTION DU PRODUIT

Nom du produit : SafeSeal® Quattro Sterilization Reels

Type de produit : À usage unique, non stérile

Matériel : Papier de qualité médicale et double couche de film polyéthylène/polypropylène bleu clair

Grammage : 60 g/m² (papier)

N° d'article	Taille
9850	50 mm x 200 m
9860	75 mm x 200 m
9870	100 mm x 200 m
9880	150 mm x 200 m
9890	200 mm x 200 m
98100	250 mm x 200 m
98110	300 mm x 200 m



Origine : EU

INDUSTRIES

Médical / Dentaire

CONDITIONS DE CONSERVATION ET DE STOCKAGE

Conditions normales de conservation et de stockage : ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil, doit être stocké sous une température comprise entre 8 °C et 35 °C.

INFORMATIONS LOGISTIQUES



Caractéristiques carton

Contenu

Article	Taille mm	Poids brut kg	QTE/ palette	QTE/ carton
9850	225 x 225 x 420	8,90	60 cartons	8 Rouleaux de stérilisation
9860	225 x 225 x 420	8,40	60 cartons	5 Rouleaux de stérilisation
9870	225 x 225 x 420	9,10	60 cartons	4 Rouleaux de stérilisation
9880	225 x 225 x 420	6,90	60 cartons	2 Rouleaux de stérilisation
9890	225 x 225 x 420	9,10	60 cartons	2 Rouleaux de stérilisation
98100	225 x 225 x 420	5,80	60 cartons	1 Rouleau de stérilisation
98110	225 x 225 x 420	6,75	60 cartons	1 Rouleau de stérilisation

Codes EAN

Article	Carton	Rouleau
9850	8720249901952	8720249902027
9860	8720249901969	8720249902034
9870	8720249901976	8720249902041
9880	8720249901983	8720249902058
9890	8720249901990	8720249902065
98100	8720249902003	8720249902072
98110	8720249902010	8720249902089