

# FICHE TECHNIQUE

## CARRÉ DE SOINS

Spunlace 60 g/m<sup>2</sup>

28 x 38 cm

# Kolmi®



### CARACTERISTIQUES & AVANTAGES

- Matière résistante et très absorbante

### PRECONISATION :

- Utilisable pour l'essuyage corporel
- Utilisable pour l'essuyage de surface

### DESCRIPTIF TECHNIQUE

Nom du produit : Carré de Soins – Spunlace 60 g/m<sup>2</sup>  
Type de produit : A usage unique, non stérile  
Composition : Non-tissé Spunlace  
50% fibres viscose / 50% fibres polyester  
Grammage : 60 g/m<sup>2</sup>  
Poids unitaire: 6 g (±10%)  
Dimensions: 280 x 380 mm (±5mm)  
Conditionnement: Sachet de 70 unités  
Couleur : Blanc  
Origine : France

Article	Couleur
---------	---------

E09207	<input type="checkbox"/> Blanc
--------	--------------------------------

### MARQUAGE SUR LE PACKAGING



\* Ne pas utiliser si le packaging est endommagé

### Données Mécaniques

TEST	METHODE DE TEST		Moyenne	Unité	Tolérance
Grammage	NWSP 130.1.R0		55	g/m <sup>2</sup>	± 10%
Epaisseur	NWSP 120.6.R0		0,57	mm	± 0,12mm
Résistance à la traction	NWSP 110.4.R0	À sec sens M :	85	N/5cm	min 55
		À sec sens T :	21	N/5cm	min 14
Allongement		A sec sens M :	35	%	max 47
A sec sens T :		125	%	max 155	
Absorption	NWSP 010.1.R0		900	%	min 600%

## INFORMATIONS MICROBIOLOGIQUES

Évaluation de la contamination microbienne initiale selon les normes NF EN ISO 11737 : 2018 + A1 : 2021

## CONDITIONS DE STOCKAGE

Conditions normales de conservation et stockage : ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil, doit être conservé dans un environnement frais ou à température ambiante.

## INFORMATIONS LOGISTIQUES

SPECIFICATIONS CARTON					
Article	Taille (mm)	Poids (kg)	Qté / palette	Qté / carton	Code EAN
E09207	600 x 400 x 219	5,6	40 cartons (4 cartons x 10 couches)	12 sachets de 70 unités	3 662 036 001 603