

FICHE TECHNIQUE

GANT DE TOILETTE
AIGUILLETÉ 70 g/m²
15 x 22 cm

Kolmi®



CARACTERISTIQUES & AVANTAGES

- Matière très absorbante, douce et très résistante
- Soudure ultrason

PRECONISATION :

- Utilisable pour la toilette corporelle

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Nom du produit : Gant de toilette - Aiguilleté
Type de produit : A usage unique, non stérile
Composition : Non-tissé Aiguilleté 100% Polyester
Poids unitaire: 5g (±10%)
Dimensions: 150 x 220mm (±5mm)
Conditionnement: Sachet de 50 unités
Couleur : Blanc
Origine : Chine

Article Couleur

G05028 Blanc

MARQUAGE SUR LE PACKAGING



* Ne pas utiliser si le packaging est endommagé

PERFORMANCES PRODUIT

TEST	Norme		Moyenne	Unité	Tolérance
Grammage	ISO 9073-1		70	g/m ²	± 10%
Epaisseur	ISO 9073-2		0,33	mm	± 10%
Résistance à la traction	ISO 9073-3	Sec sens M:	96	N/5cm	± 10%
		Sec sens T:	78	N/5cm	± 10%
		Humide sens M:	114	N/5cm	± 10%
		Humide sens T:	68	N/5cm	± 10%
Allongement	ISO 9073-3	Sec sens M :	54	%	± 10%
Absorption	ISO 9073-6		600	%	± 20%

CONDITIONS DE STOCKAGE

Conditions normales de conservation et de stockage : doit être conservé dans un environnement frais ou à température ambiante et dans une atmosphère sèche.

INFORMATIONS LOGISTIQUES

SPECIFICATIONS CARTON						SPECIFICATIONS SACHET
Article	TAILLE (mm)	Poids (kg)	Qté / palette	QTE / carton	EAN CARTON	EAN SACHET
G05028	320 X 230 X 320	4,5	60 cartons 6 cartons x 10 couches	20 sachets de 50 unités	3 662 036 011 947	3 662 036 021 250