

FICHE TECHNIQUE

PANTALON ET TUNIQUE EN PP POUR LE PERSONNEL SOIGNANT

J40480



CARACTERISTIQUES & AVANTAGES

- Agréable et léger, le polypropylène est très respirant.
- Sa forme ample permet à l'utilisateur d'avoir une bonne aisance
- Sans col
- Pantalon élastiqué à la taille
- Emballage individuel pour une hygiène et une distribution maîtrisée.
- Sans poche pour éviter la chute d'objets

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Nom du produit : Pantalon et tunique pour personnel soignant
Type de produit : A usage unique, non stérile
Composition : Polypropylène
Confection : Cousue, manches courtes, sans col, sans poche, pantalon élastiqué à la taille
Couleur : Bleu marine
Grammage : 48 g/m² (+/-10%)
Conditionnement : 60 sachets individuels par carton
Pays de fabrication : Chine



Article	Taille	Hauteur Tunique (± 1 cm)	Largeur Tunique (± 1 cm)	Largeur Tunique avec manches (± 1 cm)	Hauteur Pantalon (± 1 cm)	Largeur Pantalon (± 1 cm)	Largeur cheville (± 1 cm)	Largeur taille (± 1 cm)	Hauteur jambe (± 1 cm)	Poids unitaire (± 10%)
J40480/S	S	74 cm	57,5 cm	81 cm	103 cm	52 cm	25 cm	45 cm	67 cm	93 g
J40480/M	M	75 cm	61 cm	83 cm	106 cm	56 cm	25 cm	49 cm	69 cm	101 g
J40480/L	L	76 cm	64,5 cm	85 cm	109,5 cm	60 cm	25,5 cm	53 cm	71,5 cm	107 g
J40480/XL	XL	77 cm	68 cm	88 cm	111 cm	64 cm	26 cm	57 cm	73 cm	111 g
J40480/XXL	XXL	78 cm	71,5 cm	90 cm	114 cm	68 cm	26,5 cm	60 cm	75 cm	119 g

CERTIFICATIONS & NORMES

Fabriqué sous un système certifié ISO 9001

CONDITIONS DE STOCKAGE

Conditions normales de conservation et de stockage : ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil, doit être conservé dans un environnement frais ou à température ambiante.

INFORMATIONS LOGISTIQUES

CARTON

Article	Taille mm	Poids brut kg	QTE/ palette	CODE EAN
J40480/S		6,5		3 662 036 019 394
J40480/M	460 x 280 x 450	7,2	24 cartons	3 662 036 019 417
J40480/L		7,4	(4 couches de 6 cartons)	3 662 036 019 431
J40480/XL		7,7		3 662 036 019 455
J40480/XXL		8,2		3 662 036 019 479

SACHET

QTE / carton	CODE EAN
	3 662 036 019 394
	3 662 036 019 417
60 sachets individuels	3 662 036 019 431
	3 662 036 019 455
	3 662 036 019 479