

MBKN3 GANT NITRILE SAFETOUCH® ADVANCED™ BLACK LITE

Dispositif Médical de Classe I et Equipement de Protection Individuelle de Catégorie III, non poudré

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Grande élasticité.
- Bonne dextérité.
- Confère une excellente préhension des objets et facilite leurs manipulations.
- Ultra confortable, cette génération permet une excellente extensibilité et un confort optimal.
- Gant étanche à l'eau et à l'air.

RECOMMANDATIONS

- Gant destiné à un usage professionnel
- En milieu médical, ce gant s'utilise pour faire barrière contre les micro-organismes, entre le personnel soignant et le patient, et leur environnement.
- En milieu industriel, ce gant est destiné à protéger le porteur contre les produits chimiques testés et les microorganismes (bactéries, moisissures et virus).
- Sans poudre, il réduit les risques de contaminations aéroportées et limite les risques d'irritation.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Nom du produit :	SAFETOUCH ADVANCED Black Lite
Type de produit :	À usage unique, non stérile
Matière :	Nitrile
Couleur :	Noir
Forme :	Ambidextre
Bord :	Roulé
Texture :	Doigts texturés
Poudré :	Non
Épaisseur de la paume :	0,07 (± 0,02mm)
Épaisseur des doigts :	0,10mm (± 0,02mm)
Longueur du gant :	≥ 240 mm
Poids unitaire (M) :	3,5g (± 0,2)
Origine :	Malaisie

Article	Taille	
MBKN3-6XS	T 6	XS
MBKN3-7S	T 7	S
MBKN3-8M	T 8	M
MBKN3-9L	T 9	L
MBKN3-10XL	T 10	XL

Marquage sur le conditionnement:



INDUSTRIES

Santé / Médical / Dentaire / Industrie / Alimentaire

GANT NITRILE SAFETOUCH® ADVANCED™ BLACK LITE

MBKN3 Dispositif Médical de Classe I et Equipement de Protection Individuelle de Catégorie III, non poudré

CERTIFICATION ET NORMES

Fabriqué sous un système qualité certifié ISO 13485 & ISO 9001.

Conforme aux exigences du Règlement (UE) 2017/745, du Règlement UK DM 2002 et de l'Ordonnance Suisse (ODim) du 1er juillet 2020 relatifs aux dispositifs médicaux.

Répond aux normes EN 455-1/2/3/4 pour les gants médicaux non réutilisables.

Conforme aux exigences du Règlement (UE) 2016/425 et du Règlement 2016/425 tel que modifié pour s'appliquer en Grande Bretagne, relatifs aux équipements de protection individuelle.

Répond aux normes EN ISO 21420, EN ISO 374-1/2/4/5, pour la protection contre les produits chimiques testés, les micro-organismes dont les virus.

Conforme aux exigences du Règlement (CE) 1935/2004 et de l'Arrêté français du 05 Août 2020. Ce gant est apte au contact alimentaire pour tout type de denrée (voir annexe 1).

PRECAUTIONS D'USAGE

Le dispositif doit être utilisé sur peau saine uniquement.

Leur réutilisation ou usage prolongé peut produire une infection ou une contamination croisée.

Après utilisation, respecter la réglementation nationale en vigueur pour l'élimination du dispositif.

CONDITIONS DE CONSERVATION ET DE STOCKAGE

Conditions normales de conservation et de stockage : ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil, doit être conservé dans un environnement frais ou à température ambiante.

Durée du vie du produit: 3 ans.

INFORMATIONS LOGISTIQUES



Caractéristiques carton



Caractéristiques boîte distributrice

Code couleur boîte et carton

Article	Taille mm	Poids brut kg	QTE/ palette	Taille mm	QTE	Couleur
MBKN3-6XS		4,1				
MBKN3-7S		4,7				
MBKN3-8M	262x 252 x 257	5,1	60 cartons (6 couches de 10 cartons)	245 x 125 x 48	10 boîtes distributrices de 100 unités	
MBKN3-9L		5,3				
MBKN3-10XL		6,2				



Codes EAN

Article	Carton	Boîte distributrice
MBKN3-6XS	3 662 036 020 802	3 662 036 020 857
MBKN3-7S	3 662 036 020 819	3 662 036 020 864
MBKN3-8M	3 662 036 020 826	3 662 036 020 871
MBKN3-9L	3 662 036 020 833	3 662 036 020 888
MBKN3-10XL	3 662 036 020 840	3 662 036 020 895